

# CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE INSTRUMENTAL

## DESCRIPCIÓN

Análisis cualitativo y cuantitativo sobre el 100% de los instrumentos quirúrgicos que se encuentran a resguardo de la Central de Esterilización, así como un análisis general de todo el ciclo de reprocesamiento.

Se elabora un análisis detallado de la información recopilada, tomado como base las normativas y estándares nacionales e internacionales con la finalidad de crear un diagnóstico y encontrar las áreas de oportunidad donde se trabajará para lograr la excelencia de servicio de la Central de Esterilización siempre enfocada en la seguridad del paciente y del profesional de salud.



## ALCANCE

Un equipo de consultores especializados, definen el plan de trabajo para cada institución dependiendo del volumen de instrumental y procesos realizados.

Se compone de las siguientes etapas:

### ■ ETAPA 1. Análisis del 100 % del instrumental (500 pzs. por día aprox.)

Se verifican uno a uno, los instrumentos que componen el set y se determina un diagnóstico de las características cualitativas y cuantitativas, este se ingresa a un software especializado, para un análisis final.

#### ASPECTOS CUANTITATIVOS

Tipo de instrumentos
Cantidad de instrumentos
Fabricante
Contenido del set

#### ASPECTOS CUALITATIVOS

Aspectos de superficie
Funcionamiento
Sustituciones
Reparación o mantenimiento

### ■ ETAPA 2. Análisis de procesos

Durante esta etapa se analiza el proceso completo por el cual pasa el instrumental, desde que sale de quirófano, lavado – desinfección, embalaje, esterilización y almacenamiento.

### ■ ETAPA 3. Resultados y Recomendaciones.

Se hace una presentación de resultados, en la cual se abordan los hallazgos durante la consultoría, así como recomendaciones puntuales que se pueden implementar como área de mejora. Además de un informe detallado, donde se especifican las recomendaciones para solucionar o corregir aquellas áreas de oportunidad identificadas; y la base de datos obtenida de la consultoría.

#### ENTREGABLES

- Presentación
- Informe
- Guías de reprocesamiento (formato digital)
- Base de datos

#### DURACIÓN Y COSTO

Esta consultoría tiene una duración aproximada de 2 días. Con un costo de **\$24,000 + IVA**.

La duración de esta consultoría dependerá del número de piezas que el hospital tenga, con base en ello se realizan un aproximado de 500 pzs. por día, considerando un día adicional para los procesos. Esta consultoría tiene un costo de **\$12,000 + IVA** por día.

#### BENEFICIOS DE LA CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE INSTRUMENTAL

CALIDAD	COSTO	EFICIENCIA
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Panorama general del <b>procesamiento</b> de instrumental.</li><li>■ Recomendaciones para <b>preservar el valor</b> del instrumental quirúrgico.</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Transparencia</b> sobre las condiciones del 100% instrumental.</li><li>■ <b>Claridad</b> para toma de decisiones futuras.</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Base de datos</b> de instrumentos a resguardo en la Central de Esterilización y Equipamiento.</li><li>■ Identificación de sets con potencial de <b>optimización</b>.</li></ul> 

#### CONTACTO



Estrella Ayala  
estrella.ayala@bbraun.com  
Tel.: 55 4490 0385



Fernando Zuñiga  
fernando.zuniga@bbraun.com  
Tel.: 55 5400 7481



Visita nuestro sitio Web